

Blephasteam®

- FR** Lunettes chauffantes à chaleur humide
- EN** Eye-warming device, moist heat technology
- DE** Wärmebrille zur kombinierten Wärme-Feuchtigkeits-Behandlung
- NL** Verwarmende bril voor de oogleden, vochtige warmte-technologie
- ES** Dispositivo para el calentamiento palpebral, con tecnología de calor húmedo
- IT** Dispositivo per riscaldamento delle palpebre con tecnologia a calore umido
- PT** Dispositivo para aquecimento do olho, tecnologia de calor húmido
- PL** Urządzenie ogrzewające powieki w technologii wilgotnego ciepła



Pomiaranczowa i zielona kontrola na sterowniku wskaźnika:

- Pomiaranczowa Twa nagzewanie wstępne urządzenia.
- Zielona – światło ciągłe Nagzewanie wstępne urządzenia – urządzenie jest gotowe do użycia w sesji terapeutycznej.
- Zielona – światło migające Urządzenie jest w użyciu (terapia w toku) i odlicza 10 minutowy czas sesji.

II. WSKAZANIA

Urządzenie BLEPHASTEAM® lagodzi objawy spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem gruczołów Meloma. Zaburzenia te prowadzą do różnego rodzaju podrażnienia oczu, takich jak: zespół suchego oka.

Ciepło i wilgoć wyhawane przez urządzenie rozpuszczają wydzielinę blokującą gruczoły Meloma, co ulatwia jej usunięcie poprzez masaż, uciskanie, a następnie higienę powiek.

W przypadku jakikolwiek pytań dotyczących tego urządzenia lub w celu uzyskania porady medycznej należy skontaktować się z lekarzem okulistą lub firmą Laboratorium THEA (parzyste dane kontaktowe na koncu tej ulotki).

III. UWAGI

Użycie urządzenia BLEPHASTEAM® należy stosować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i po konsultacji z lekarzem okulistą.

Ceszy noszące soczewki kontaktowe lub okulary korekcyjne powinny zdjąć je zawsze przed zastosowaniem urządzenia BLEPHASTEAM®.

W razie wystąpienia reakcji niepożądanej na urządzenie BLEPHASTEAM®, takiej jak: nadużywanie na ciepło lub reakcja alergiczna na jeden z elementów urządzenia, należy natychmiast przenieść lepki i skonsztutować się z lekarzem.

Nie należy stosować kropli do oczu co najmniej 15 minut przed użyciem BLEPHASTEAM®.

IV. PRZEWODNIK ZAKŁADANIA

Jeli lekarz nie zlecil naszej urządzenia BLEPHASTEAM® nie wolno stosować w następujących przypadkach:

- Choroby oczu (tub.) powiązane z ostrym przebiegiem.
- Choroby oczu (tub.) powiązane z lekkim przebiegiem.
- Ostroño i przeżar oczu (tub.) (ok. 1h)
- Lajido gruczołów Meloma (nadmierne wydzielanie tlenku (sebum) przed gruczoły Meloma),
- Po niedawnym zabiegu chirurgicznym oka lub okolic oka,
- Ciąża lub karmienie piersią, ponieważ nie są dostępne żadne dane.

Uzycie nałożyć skórnik (element z tworzywa sztucznego).

V. OSTRZEŻENIA ORAZ ŚRODKI OSTRZĘŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przedział użycia przed użyciem

Ten wybór medyczny musi być używany zgodnie z podanymi instrukcjami. W przeciwnym razie bezpieczeństwo i działanie urządzenia są zagrożone i może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

ŚRODKI OSTRZĘŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

To urządzenie nie powinno być stosowane przez jakiegokolwiek osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, czuciowe lub psychiczne są ograniczone, chyba że urządzenie jest używane pod nadzorem i z zakończenia okulisty.

• Jest to wybór medyczny, który powinien być stosowany wyłącznie przez pełnosprawną osobę dorosłą (pacjenta) osobieci lub, gdy jest stosowany u dzieci czy innych osób dorosłych (pacjentów), pozażorzeniem pełnosprawnej osoby dorosłej.

• Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

• U dzieci urządzenia BLEPHASTEAM® należy stosować wyjątkowo pod nadzorem osoby dorosłej.

• W przypadku wystąpienia reakcji na BLEPHASTEAM®, takiej jak nadmerna wrażliwość na ciepło lub reakcje alergiczne na jeden z elementów urządzenia, należy natychmiast zatrzymać leczenie (sesję terapeutyczną) i skontaktować się z lekarzem.

• Wycofka zasilania BLEPHASTEAM® musi być zawsze w zasięgu ręki, by można było odłączyć urządzenie w przypadku awarii. Należna i instrukcja stosowania powinna być zawsze dostępna dla użytkownika i powinna ona dokładnie pozwalać wszystkie wskazówki przed zastosowaniem urządzenia.

OSTRZEŻENIA

• Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie, w których może dojść do kontaktu z cieczą lub kiedy urządzenie może być harażone na watarki stadowskie, takie jak: berdo, wysokie temperatury. Należy bezpośrednio działać promieni słonecznych, kurzu, słońca (takie mogłyby spowodować uszkodzenie).

• Przeprowadzanie (bezpiecznej) konservacji urządzenia przez użytkownika nie jest wymagane, konsekwencja tego jest konieczna, gdy nie przeprowadzi ono jomychnie kontroli działania. Jeżeli kontrola urządzenia nie powiedziała o żadnym pomyślnym wyniku (patrz punkt A).

• Nigdy nie należy pręować zbytku detergentu o kontakcie z skórą, w tym w celu konserwacji.

• Nie należy instalować ani stosować tego urządzenia w obecności gazów i katalizujących cząstek wybuchowych oraz substancji chemicznych.

• Począs pracy urządzenia nie daje się do głębokości dostępu do gniazda elektrycznego, ponieważ może zaszkodzić odcieniu wtyczki zasilacza.

• Nie należy samodzielnie remontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do spowodowania pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub wadliwe czynienia urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać firmie Laboratorium THEA lub autoryzowanemu sprzedawcy THEA.

Demonaż, modyfikacja lub naprawa urządzenia przez osobę pośredniczącą, a nie kabel co mogliby doprowadzić do uszkodzenia zasilacza.

• Należy wyłączać zasilacz z gniazda przed pochłonięciem przez wtyczkę, ponieważ taka praktyka powoduje uszkodzenie zasilacza.


- Chronić urządzenie przed bardzo wysokimi temperaturami oraz przed ogniem lub światłem słonecznym.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie czyszczyć go pod bieżącą wodą.
- Nie używać żarzących środków chemicznych czy rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.
- **BLEPHASTEAM®** dostarczany jest z taśmą zasilającą. Nie należy używać żadnych innych kabeł, ponieważ może to negatywnie wpływać na kompatybilność elektromagnetyczną urządzenia. Do podłączenia urządzenia do wtyczki elektrycznej należy używać wyłączne kable dlałączonosze do urządzenia.
- Nie stosować urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa dla bezpieczeństwa. Jeden przedział elektryczny jest uszkodzony, w którym urządzenia nie działa, należy skontaktować się z producentem, jego serwisem pośrednizowym, lub wskwaliifikowaną osobą.
- Nie zignac, nie zgniatać, i nadmiernie nie naciągać przedziałów elektrycznych, ani kabli.
- Przed każdym użyciem, nie należy mocować lub okrecać przedziałów wokół głowy lub szyi.
- Nie podłączać urządzenia do żadnych innych urządzeń lub innego źródła zasilania, należy sprawdzić, czy używane gniazdo sieciowe nie jest wadliwe lub uszkodzone.
- Należy sprawdzić, czy napiecie podane na wtyczce elektrycznej urządzenia jest tą samą jak napiecie źródła zasilania (podłączenie urządzenia do sieci niewłaściwym napieciem może spowodować trwale uszkodzenie. Ktoś, który nie jest objęty gwarancją).
- Nie używać przedziałów, akcesoriów, innych niż te określone dla urządzenia. Innego sposobu zwiększenia emisji lub obniżenia odporności urządzenia.
- Użycie akcesoriów innych niż te określone dla urządzenia jest potencjalnie niebezpieczne. Nigdy nie wdrożać akcesoriów, które nie są wymienione w niniejszej instrukcji dotyczącej instalacji.
- Zabrania się manipulowania urządzeniem w jakikolwiek sposób. Nie wolno demontażować urządzenia, ani go modyfikować.
- Nie wolno układać urządzenia jedynie na fragm. ani unieszczać w podłużu innym urządzeniem.
- Okulary **BLEPHASTEAM®** muszą być używane z pierścieniami **BLEPHASTEAM® rings** (patrz punkt VII w temperaturze 22-24 °C osiąganej na poziomie rogoówki). Bez tych pierścieni miejscowa temperatura okularów może osiągnąć 66°C.
- Małe dzieci: Nie należy pozostawiać urządzenia **BLEPHASTEAM®** (jego akcesoriów w zasięgu małych dzieci, ani pozwalają im na zabawę) urządzenia. Zdecimogą zanieść je do ustnych lub przykładek uszkodzenie. **BLEPHASTEAM®** zawiera małe części z ostrymi krawędziami, które mogą spowodować ranienie lub mogą zostać odniesione do rzyko zadławienia.
- Zwierzęta lub zwierzęta domowe: Nie należy pozostawiać urządzenia **BLEPHASTEAM®** (jego akcesoriów w zasięgu zwierząt lub zwierząt domowych). Należy umieścić je pokrowcami do przechowywania.

VI. ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA

- Zaleca się stosowanie urządzenia **BLEPHASTEAM®** dwa razy dziennie, chyba że okulista zaleci inaczej. Należy zachować co najmniej 4 godziny przerwy pomiędzy poszczególnymi sesjami terapeutycznymi. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji dostęgu (punkt VII) oraz zaleceń podanych przez okulistę.
- Urządzenie **BLEPHASTEAM®** przeznaczone jest do stosowania wyłącznie przez jedno osobę i należy je oczyścić po każdym użyciu (patrz punkt VIII).
- Urządzenie jest przygotowane do zasilania prądem o natężeniu pomiędzy 100-240V/50Hz-60Hz/40mA. Urządzenie należy stosować wyłącznie z przeznaczonymi pierścieniami **BLEPHASTEAM® rings**. Pierścienie te przeznaczone są tylko do jednorazowego użycia i należy je wyrzuścić po razym z użyciem. By zapewnić maksymalną skuteczność terapeutyczną.
- Pierścienie **BLEPHASTEAM® rings** nie są dostarczane z urządzeniem **BLEPHASTEAM®** i muszą być zamówione w firmie ThEA Polska Sp. z o.o. np. w sklepie internetowym pod adresem: www.ofadirect.pl
- Gdy urządzenie **BLEPHASTEAM®** nie jest używanie, należy je przechowywać w dobrzezym porządku.
- Urządzenie należy stosować w temperaturze pokojowej – pomiędzy 5°C a 40°C. Podczas przechowywania i transportu urządzenia nie należy je na raząć na temperatury niższe niż -10°C lub wyższe niż 40°C.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z okulistą lub firmą Laboratoires ThEA.


VII INSTRUKCJA SŁOSOWANIA URZĄDZENIA BLEPHASTEAM®

- Prięt użyciem urządzenia oraz po zakupieniu jego stosowania należy uniknąć dotykania soczewek kontaktowych i okularów korekcyjnych. Należy stosować na ręce soczewki kontaktowe, a przed sesją terapeutyczną należy dotknąć soczewki kontaktowe i okulary korekcyjne. Abi zapewnić większą skuteczność oraz pocztanie pierścienia na właściwym miejscu, urządzenie **BLEPHASTEAM®** nie należy stosować w pozycji leżącej. W czasie korzystania z urządzenia należy uniknąć mitygacji normalnej.



KROK 3
Po 15 minutach włącza się zielona kontrolka, co oznacza, że nagrzewanie wstępne się zakończy.
Teraz urządzenie jest gotowe do użycia i można rozpoczęć sesję terapeutyczną.

KROK 1
Podłącz zasilacz do gniazdką sieciowego i pozostaw urządzenie podłączone do zasilania przez cały czas trwania sesji.
Rodległe się sygnał dźwiękowy.



KROK 2
Mocno naciśnij włącznik (środkowy niebieski przycisk):
rozpoczyna się nagzewanie wstępne, włącza się pomarańczowa kontrolka.


UWAGA: Włącznik pozwalają na rozpoczęcie etapu nagzewania wstępnego.

KROK 3
Nagzewanie wstępne
KROKI od 4 do 9: Terapia
KROKI 10 i 11: Czyszczenie / Zakończenie pracy urządzenia
Aby przeprowadzić sesję terapeutyczną, należy wykonać wszystkie czynności.


NAGREWANIE WSTĘPNE:

KROK 4
Zwilitać dwa pierścienie BLEPHATEAM® rings, najlepiej wodą mineralną lub roztworem soli fizjologicznej (nie zamaczan pierścieni, by uniknąć zbyt dużej ilości wody).
Po tym czasie urządzenie wyłącza się i wymaga ponownego uruchomienia (rozpoznanie od kroku 1).
TERAPIA:

KROK 5
Umieścić zwilżone pierścienie wewnętrz urządzienia po jednym pierścieniu w każdym z okularów.



KROK 11
Oczyścić urządzenie za pomocą zatkanej w zestawie nielekkiej ściereczki lub gązka nasączonego alkoholem, zwracając uwagę, by przetrwać urządzenie oraz soczewki. Schować urządzenie i niebieską ściereczkę do położenia. Jeżeli sesja została przerwana z jakiegokolwiek powodu, należy odłączyć urządzenie i rozpoczęć ponownie od Kroku 1.



CZYSZCZENIE (PRZECZYNNYWANIE) UZRĄDZENIA BI EPHASTE'AM® PO ZAKOŃCzeniu SESJI TERAPEUTYCZNEj

Iczas czyszczenia urządzeń

XI. WYTWÓRCA I DISTRYBUTOR W EUROPE

Laboratoires THEA
12, rue Louis Brirot
63017 Clermont-Ferrand
CEDEX 2 - FRANCJA



CEDEX 2 - FRANCJA

XII. INFORMACJE TECHNICZNE

Urządzenie BLEPHASTREAM® jest przygotowane do zasilania prądem o napięciu pomiędzy 100-240V/50Hz-60Hz/16-80mA.

Odnosnik referencyjny urządzenia BLEPHASTREAM®: T2420. Urządzenie jest dostarczane wraz z pokrowcem, niezbędną ślepiczką czyszczącą, ślepiczką czyszczącą, czystą folią i dokumentacją.

Pierścień BLEPHASTREAM® (nosi nie sa dostarczane z urządzeniem BLEPHASTREAM®) muszą być zamontowane w firmie THEA Polska Sp. z o.o. np. w sklepie internetowym pod adresem: www.thea-distribution.pl

Szyrznika kontrolna / kabel elektryczny:

Zasilacz

Odnosnik referencyjny: FW8002H/09 numer artykułu: 196031.

Maksymalne napięcie wynosi 5V a natężenie 1,8 ampera.

AdAPTER wykaz jest elementem złączyciennym sieci.

Użytkowanie urządzenia elektrycznego RotoS II w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronczym przy unieszkodliwianiu.

Zgodnie z dyrektywami 2012/19/EU, WE/EEC 2011/65/WE RotoS II jest zgodne z dyrektywą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczącej elektroinstalacji.

Urządzenie zostało opisane w oparciu o standardy producenta i producenta przyczynia się do zabezpieczenia produktu.

Użytkownik musi zważać pod uwagę potencjalne szkodowe skutki dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, wynikające z nie właściwej użycia urządzenia lub jego części.

Ten symbol graficzny przedstawiony na rysunku umieszczony jest na etykiecie urządzenia.

Przypomina o tym, że wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być zbiierane i utylizowane oddzielnie po zakończeniu ich eksploatacji.

Aby pozbyć się urządzenia BLEPHASTREAM®, należy przekazać je do punktu zbiorki odpadów (centrum utylizacji) lub zwrócić do firmy Laboratoires THEA przy zakupie innego, podobnego urządzenia.

Użyte symbole i ich znaczenie

SYMBOŁ	Opis	WYSZERZENIE	WYSZERZENIE	WYSZERZENIE	WYSZERZENIE	WYSZERZENIE	WYSZERZENIE
	Zastosowanie załącznika: Typ BF (poziom bezpieczeństwa określony przez normę IEC 60601-1)		LOT	Numer serii			
	Nie używać ponownie (pierścień)		REF	Odnośnik referencyjny produktu			
	Do użytku domowego		Termin ważności				
	Do wyrobu dołączona jest łyżka		Wyrobu	Nie wyrzucać wraz z nieosortowanymi odpadami komunalnymi			
	Data produkcji						

TABELA 7. EMISJE ELEKTROMAGNETYCZNE

Warunki otoczenia		Wymagania / deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne	
Temperatura transportu	-10°C do +40°C (14°F < T° < 104°F)	Urządzenie BLEPHASTEAM® przeznaczone jest do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.	
Użytkownik BLEPHASTEAM® musi upewnić się, że jest ono używane w podanych warunkach.		Urządzenie BLEPHASTEAM® wykorzystuje energię radiową tylko do swoichewnętrznych funkcji. Dla tego emisja fal radiowych jest bardzo niska i nie jest prawdopodobne, że będzie miała negatywny wpływ na pobliskie urządzenia elektroniczne.	
Badanie emisji	Zgodność	Badanie emisji	Zgodność
Emissja fal o częstotliwości radiowej zgodnie z normą CISPR 11	Grupa 1 Klasa B	Emissja RF przewodzone z CISPR 11	Grupa 1 Klasa B
Emissja harmoniczna wg IEC 61000-3-2	Zgodny	Emissja harmoniczna wg IEC 61000-3-2	Zgodny
Wahania napięcia / Emisje migotania wg IEC 61000-3-3.	Zgodny	Wahania napięcia / Emisje migotania wg IEC 61000-3-3.	Zgodny

ODPOWIEDNOSĆ ELEKTROMAGNETYCZNA		DOPŁYCZNE DOTYCZĄCE DEKLARACJI PRODUCENTA - ODPORNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA	
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w następujących warunkach elektromagnetycznych. Użytkownik musi zapewnić zgodność z niniejszymi wymaganiami.		Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego	
Badanie odporności	Pozycja zgodności	Badanie odporności	Pozycja zgodności
Wykonane elektrostatyczne (ESD) wg. IEC 61000-3-2	± 8 kV (stok) ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV (w powietrzu)	Wykonane elektrostatyczne (ESD) wg. IEC 61000-3-2	Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego

- Elektryczne urządzenia i systemy medyczne podlegająpecjalnym przepisom dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej (EMC); muszą być instalowane zgodnie z instrukcjami EMC zawartymi w załączonym dokumentem.
 - Przenosne i ruchome systemy łączności radiowej mogą zakłócać prace elektrycznych urządzeń medycznych. BLEPHASTEAM® jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym połączony z radiostacją. Klient lub użytkownicy urządzenia może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zastosowanie minimalnego odległości 30 cm lub 12 cali pomiędzy mobilnymi i stażernymi urządzeniami łączności radiowej (nadmienikami) i urządzeniem BLEPHASTEAM®. Zgodnie z maksymalną mocą wykrojuwa urządzeniem łączności radiowej, stosowanie akcesoriów i kabeli innych niż te dostarczane z urządzeniem, z wyjątkiem kablej sprzedawanego przez producenta sprzętu jako części zamienne, może prowadzić do powiększenia łączności radiowej i uruchamiania lub systemu.
 - Urządzenie nie może być używane w kontakcie z innymi urządzeniami. Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania w warunkach zewnętrznych lub umieszczane na innym urządzeniu. Dlatego też nie należy go używać w ten sposób, ilemniej jednak, jeżeli takie zastosowanie jest nieunkowne. Konieczne jest stale monitorowanie w celu zapewnienia normalnego funkcjonowania urządzenia po przyjęciu takiego zastosowania.
- Uwagi**
- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w następujących warunkach elektromagnetycznych. Użytkownik musi zapewnić zgodność z niniejszymi wymaganiami.

Tabela 9 – Specyfikacje testowe edycji numerowej portu obudowy JENCLURE PORT IMMUNITY na bezprzewodowe urządzeniałączności bezprzewodowej RE					
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego			Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego		
Częstotliwość zasięgu (50/60Hz) pola magnetycznego wg IEC 61000-4-8			30 A/m 50 Hz lub 60 Hz		
Częstotliwość badawca (MHz)	Pasmo ^{a)} (MHz)	Ustuga ^{a)}	Modulacja ^{a)}	Maksymalna moc (W)	Odgległość (m)
385	330-390	TETRA 400	Modulacja impulsowa, 18 kHz FM ± 5 kHz odchylenie 1 kHz sinus	1,8	0,3
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	Modulacja impulsowa, 21 kHz	2	0,3
710	704-787	LTE pasmo 13, 17	Modulacja impulsowa, 21 kHz	0,2	0,3
745	780			9	
810	800-900, TE/RA 300, IDEN 820, CDMA 850, LITE pasmo 5	Modulacja impulsowa, 18 kHz		2	0,3
870	800-960			28	
930					

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego					
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego					
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego					
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego					
Zakresy FM (rozpiętość, naukowe, medyczne) pomiędzy 0,15 MHz i 180 MHz, wynoszące od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od 13,532 MHz do 13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz, oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz.					
Anotacje zakresy częstotliwości radiowych między 0,15 MHz a 80 MHz, wynoszące od 1,81 MHz do 2,9 MHz, od 5,5 MHz do 4,0 MHz, od 5,3 MHz do 5,4 MHz, od 7 MHz do 7,3 MHz, od 10,1 MHz do 10,15 MHz, od 14 MHz do 14,2 MHz, od 18,07 MHz do 18,1 MHz, od 21,0 MHz do 21,4 MHz, 28,89 MHz do 24,98 MHz, od 28,0 MHz do 28,7 MHz oraz od 50,0 MHz do 54,0 MHz.					
Spadki napięcia krotkotrwale przewny i wahania napięcia na linach wężlowych zasilających wg 61000-4-11					
0% UT, 0,5 cyklu przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, 360°, 0% UT, 0,706 UT, 2/3/30 cykli Jeden zacykle, przy 0°, 0% UT, 2/3/30 cykli					
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego					

1720	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE pasmo 1, 3	Modulacja impulsowa ^a 217 Hz	2	0,3	28
1845	1700-1990				
1970					
2450	2400-2570	Modulacja impulsowa ^a 217 Hz	2	0,3	28
5240	5100-5800	Modulacja impulsowa ^a 217 Hz	0,2	0,3	9
5500					
5705					

UWAGA: Jeżeli test do koniecznego osiągnięcia BADAŃCZOGO POZIOMU ODPORNOSCI odległość między anteną nadawczą a urządzeniem (ME EQUIPMENT) lub systemem (ME SYSTEM) może być zmniejszona do 1 m. Odległość 1 m jest dozwolona wg normy IEC 61000-4-3.

a) W przypadku niektórych usług uwzględnione są tylko częstotliwością fazy „w górze” uplink.
 b) Nosiłki jest modulowany przy użyciu sygnału fal kwadratowych o cyklu pracy 50%.
 c) Jako alternatywę do modulacji FM można zastosować 50% modulację impulsową przy częstotliwości 18 Hz, ponieważ choć nie reprezentuje ona modulacji rzeczywistej, to byłby to naiżorszy przypadek.

Data aktualizacji: 10.11.2018

€ 0459

PL

152

**DE****CH****FR****BE**

**Op de markt gebracht door /
Commercieel gemaakte door / Vertrieb durch:**

THEA PHARMA
12 RUE LOUIS BLEROT
ZI DU BREZET
63 100 CLERMONT-FERRAND

EN

**Marketed in UK and Ireland by:
Thea Pharmaceuticals Ltd**

C5 Innovation Way,
Keele University Science & Innovation Park
Keele, Staffordshire
ST5 5NT

www.theapharmaceuticals.co.uk
From UK 0355 521 1290
From outside UK +44 (0) 345 521 1290

Thea Pharma GmbH
Münihler Straße 105/3 top 52
1060 Wien
[www.theapharma.at/blephasteam](http://theapharma.at/blephasteam)

PT

Distribuidor:
Thea Portugal S.A.
Rua Pedro Alves de Cabiçal, 24/5 F
2670-391 Loures - Portugal
Tel. 21 982 31 31 - Fax. 21 982 31 30
e-mail: informacao.portugal@theapharma.com

Thea Pharma GmbH
Münihler Straße 105/3 top 52
1060 Wien
[www.theapharma.at/blephasteam](http://theapharma.at/blephasteam)

IT

Distributore:
Thea Farmàcia s.p.a.
Via Cicotti, 36
20145 Milano

NL

**Op de markt gebracht door /
Distribuidor:**
Laboratorios Thea S.A.
C/ Enric Granados,
nº 86-88, 2^a planta - 08008 Barcelona
(España)

**Op de markt gebracht door /
Distribuidor:**
Thea Pharma BV
Molenweg 82B
2031 ZH Haarlem
Nederland
www.theapharma.nl

ES

Distribuidor:
Thea Polka Sp. z o.o.
ul. Cicha 7
00-353 Warszawa
Polska

